



Ihr verlässlicher Partner
in der Sauerstofftherapie

Wichtige
Hinweise
zu Ihrem
Konzentrator

VitalAire, ein Teil der Air Liquide Austria GmbH

Air Liquide
HEALTHCARE

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch

Sie erhalten von **VitalAire Österreich** einen ärztlich verordneten Sauerstoffkonzentrator. Um Ihnen den Therapiestart so angenehm wie möglich zu gestalten, möchten wir Ihnen wichtige Hinweise und Kontaktmöglichkeiten geben. VitalAire steht Ihnen mit langjähriger Erfahrung und Expertise zur Seite.



Rauchen Sie niemals in der Nähe des Sauerstoffkonzentrators oder während der Sauerstofftherapie und stellen Sie das Gerät unbedingt in einem rauchfreien Raum auf.



Stellen Sie sicher, die Alarme **jederzeit** hören zu können.



Platzieren Sie den Konzentrator in der Nähe einer Wandsteckdose und verwenden Sie keine Verteilersteckdosen.



Mindestens 3 Meter Abstand zu Hitzequellen.



Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Elektrogeräten.



Mindestens 15 cm Abstand zu Vorhängen oder Polstermöbel.

Hygienehinweise für Gerät und Luftfilter



Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsmaßnahmen immer aus



Wechseln Sie täglich das Wasser der Befeuchterflasche

Verwenden Sie destilliertes, für medizinische Zwecke geeignetes Wasser.



Der Luftfilter sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden

- Entfernen Sie den Luftfilter, der sich je nach Gerät an der Geräterückseite oder seitlich befindet.
- Spülen Sie den Filter gründlich mit warmem Leitungswasser ab und trocknen ihn mit einem Handtuch. Der Filter muss vollständig trocken sein.
- Bauen Sie den gereinigten und vollständig getrockneten Luftfilter wieder ins Gerät ein.



Wichtig: Um eine Beschädigung des Konzentrators zu vermeiden, sollte das Gerät niemals ohne Luftfilter oder mit noch feuchtem Luftfilter betrieben werden und unbedingt in einem rauchfreien Raum stehen.

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle!



Für weitere Informationen besuchen Sie auch unsere Website.



E-Mail:

medizin.at@airliquide.com



Website:

www.vitalaire.at



Telefon:

01 4240 765



Servicecenter Erreichbarkeit:

Mo-Do: 7:30–17:00 Uhr

Freitag: 7:30–15:00 Uhr

In technischen Notfällen sind wir 24 Stunden für Sie da.

